

# MediExpand<sup>®</sup> | TL


Distrahierbarer Wirbelkörperersatz  
für die thorakale und lumbale Wirbelsäule



# MediExpand® | TL

Distrahierbarer Wirbelkörperersatz

THORACIC / LUMBAR SPINE



Modular.Flexibel.Effizient.

- "Verlängerung" und "gewinkelte Endplatte" sind beidseitig einsetzbar
- Gezahnte Endplatten bieten einen optimalen Dislokationsschutz
- Die adaptierbar gewinkelte Endplatte ermöglicht eine optimale Anpassung an die anatomischen Gegebenheiten (Lordosewinkel bis 30°)


Stufenloses Distrahieren

- Das Implantat ermöglicht eine einstellbare Expansion und Präzisionsanpassung von bis zu 66% der ursprünglichen Implantatgröße.
- Die 2 Säulen-Architektur führt zu einer erhöhten Stabilität und ermöglicht eine bessere Gewichtsverteilung.

Konnektorteil und Zugangsmöglichkeiten

- Für spezielle Winkelverbindungen mit dem Einbringinstrument
- Für lateralen Zugang
- Für dorsolateralen Zugang/TLIF-Technik

Implantatgrößen



	a	b	c
■	15.0 - 24.0 mm	16.0 mm	24.0 mm
■	15.0 - 24.0 mm	18.0 mm	28.0 mm
■	18.0 - 28.0 mm	16.0 mm	24.0 mm
■	18.0 - 28.0 mm	18.0 mm	28.0 mm
■	24.0 - 38.0 mm	18.0 mm	28.0 mm
■	18.0 - 28.0 mm	22.0 mm	35.0 mm
■	18.0 - 28.0 mm	22.0 mm	38.0 mm
■	22.0 - 34.0 mm	22.0 mm	35.0 mm
■	22.0 - 34.0 mm	22.0 mm	38.0 mm
■	30.0 - 50.0 mm	22.0 mm	35.0 mm
■	30.0 - 50.0 mm	22.0 mm	38.0 mm

Medicon eG

Gänsäcker 15 · D-78532 Tuttlingen · Germany · Tel.: +49 (0) 74 62 / 20 09-0  
Fax: +49 (0) 74 62 / 20 09-50 · E-Mail: sales@medicon.de · Internet: www.medicon.de